

Beni consumabili BSE



Componenti fornite:

- Come indicato dalla tabella sottostante

Caratteristiche

- I dispositivi di controllo temperatura devono essere preparati nel rispetto delle istruzioni appropriate
- TECHNI-ICE viene fornito disidratato, in contenitore piatto
- I cucchiaini di estrazione del campione sono progettati in modo da estrarre il tronco encefalico, senza arrecare danno alla zona obex
- Il forcipe è dotato di estremità smussate ed è di tipo monouso
- PATHOPAK 100ml risponde ai requisiti di test IATA 95kPa (aria) in relazione alle normative di trasporto

Prodotto	Codice	Q.tà scatola	Dim. Esterne L x A x H (mm)	Peso Totale (g)
Cucchiaino di estrazione campione – Dritto	SP008	1000	220 x 28 (sezione più ampia)	10
Cucchiaino di estrazione campione – curvo	SP001	1000	195 x 28 (sezione più ampia)	10
Forcipe	SP005	500	130 x 26 (sezione più ampia)	10
Contenitore principale PATHOPAK 95kPa 100ml	PP007	250	46 x 75	20
TECHNI-ICE (Piatto) Monouso	BSE014	10	400 x 280 x 10 (Idratato)	360 (Idratato)