

BIOTHERM COMBI



Componentes suministrados:

- Caja exterior impresa en conformidad con las normativas de transporte IATA (aéreo) y ADR (terrestre)
- Asa de plástico
- Embalaje aislado
- Elemento interno para alojar PATHOPAK 1Ltr (PATHOPAK 1Ltr no incluido)
- Etiqueta de muestra infecciosa
- Etiqueta del sello de seguridad

Características:

- Completo y listo para enviar
- Productos no alterables y con cadena de frío juntos (para ver la validación consulte Bioterm 5 y 10)
- Reutilizable
- Bajo coste
- Fácil de utilizar
- Asa de transporte para facilitar una manipulación cuidadosa
- Ideal para el envío de una amplia gama de muestras con control de temperatura mediante nieve carbónica
- Pueden usarse los productos DGP PATHOPAK para los envíos de muestras para diagnóstico e infecciosas

Producto	Código	Cantidad por caja	Rendimiento de temperatura	Dim. Externa L x A x A (mm)	Ambiente	Aislado	Peso Volumétrico (kg)	Peso Total (kgs)
Biotherm 5 Combi	BT031	1	Ver Biotherm 5	275 x 380 x 285	Sujeta 1 x PP011	Sujeta 1 x PP011	4,96	0,95
Biotherm 10 Combi	BT004	1	Ver Biotherm 10	530 x 355 x 315	Sujeta 2 x PP011	Sujeta 2 x PP011	9,88	1,75