

## PATHOPOUCH 95kPa - Conforme a IATA 95kPa (trasporto aereo)



### Componenti fornite:

- Come indicato dalla tabella sottostante

### Caratteristiche

- Conforme a test IATA 95kPa per il trasporto via aerea e via terrestre
- Sigillo antimanipolazione, semplice da utilizzare
- Numerato in sequenza
- Ermetico
- Testato da ente indipendente

Prodotto	Codice	Q.tà scatola	Conforme a test 95kPa	Apertura (mm)	Dimensioni	Componenti fornite
PATHOPOUCH 95kPa (XceL) c/s 6 sezioni assorbenti	BP008	50	IATA (Trasporto aereo)	323	529 x 368	Assorbente - 6 Scompartimento
PATHOPOUCH 95kPa (XceL)	BP007	50	IATA (Trasporto aereo)	323	529 x 368	Nessuna
PATHOPOUCH 95kPa (A3) c/s 6 sezioni assorbenti	BP006	50	IATA (Trasporto aereo)	300	300 x 410	Assorbente - 6 Scompartimento
PATHOPOUCH 95kPa (A3)	BP005	50	IATA (Trasporto aereo)	300	300 x 410	Nessuna
PATHOPOUCH 95kPa (A4) c/s 4 sezioni assorbenti	BP001	50	IATA (Trasporto aereo)	185	340 x 240	Assorbente - 6 Scompartimento
PATHOPOUCH 95kPa (A4)	BP003	50	IATA (Trasporto aereo)	185	340 x 240	Nessuna
PATHOPOUCH 95kPa (A5) c/s 4 sezioni assorbenti	BP002	50	IATA (Trasporto aereo)	150	150 x 240	Assorbente - 4 Scompartimento
PATHOPOUCH 95kPa (A5)	BP004	50	IATA (Trasporto aereo)	150	150 x 240	Nessuna