

## Conteneurs Primaires 95kPa



### Éléments Fournis:

- Conteneur
- Couvercle complet avec témoin d'effraction

### Caractéristiques:

- Conforme au test 95kPa IATA (air)
- Grande qualité et solide
- Fermeture demi-tour (Pathopaks)
- Les Pathopaks 60ml et 100ml sont conçus pour servir de conteneur primaire 95kPa pour le système modulaire Bioshield

Produit	Code	Quantité par Paquet	Conforme au test 95kPa	Diam. Int. x H (mm)	Diam. Ext. x H (mm)	Bouchon inviolable	Poids Total (kg)
PATHOPAK 95kPa 60ml	PP006	50	IATA (Air)	34 x 66	36 x 68	Oui	0,02
PATHOPAK 95kPa 100ml	PP007	50	IATA (Air)	44 x 73	46 x 75	Non	0,02
PATHOPAK 95kPa 100ml c/w T/E	PP027	50	IATA (Air)	44 x 73	46 x 75	Oui	0,02
PATHOPAK 95kPa 900 ml	PP005	100	IATA (Air)	80 x 155	82 x 157	Non	0,15