

Primäre 95 kPa-Behälter



Im Lieferumfang enthaltene Komponenten:

- Behälter
- Deckel, komplett mit Verschlussabdichtung

Merkmale:

- 95 kPa IATA - (Luft) konform gemäß den Transportvorschriften
- Hochwertig und stabil
- Mit einer halben Umdrehung verschließbar
- Die PATHOPAKS 60 ml und 100 ml wurden so entworfen, dass sie als 95 kPa-Primärbehälter für das modulare BIOSHIELD-System verwendet werden können.

Produkt	Produkt-code	Menge/ Karton	95kPa - geprüft	Innen-Ø x H (mm)	Außen-Ø x H (mm)	Manipulations- sicherheits- verschluss	Gesamt- gewicht (kg)
PATHOPAK 95kPa 60ml	PP006	50	IATA (Luft)	34 x 66	36 x 68	Ja	0,02
PATHOPAK 95kPa 100ml	PP007	50	IATA (Luft)	44 x 73	46 x 75	Nein	0,02
PATHOPAK 95kPa 100ml c/w T/E	PP027	50	IATA (Luft)	32 x 132	35 x 134	Ja	0,02
PATHOPAK 95kPa 900 ml	PP005	100	IATA (Luft)	80 x 155	82 x 157	Nein	0,15