

Contenitori principali 95kPa



Componenti fornite:

- Contenitore
- Coperchio completo con sigillo

Caratteristiche:

- Conforme al test IATA 95kPa (trasporto via aerea) in relazione alle normative di trasporto
- Prodotto resistente di alta qualità
- Chiusure mezzo giro
- PATHOPAKS 60ml e 100ml progettati per l'utilizzo come contenitori principali 95kPa per il sistema modulare BIOSHIELD

Prodotto	Codice	Q.tà scatola	Conforme a test 95kPa	Dim. interne x H (mm)	Dim. esterne x H (mm)	Parte superiore antimaniolazione	Peso totale (kg)
PATHOPAK 95kPa 60ml	PP006	50	IATA (Trasporto aereo)	34 x 66	36 x 68	Sì	0,02
PATHOPAK 95kPa 100ml	PP007	50	IATA (Trasporto aereo)	44 x 73	46 x 75	No	0,02
PATHOPAK 95kPa 100ml c/w T/E	PP027	50	IATA (Trasporto aereo)	32 x 132	35 x 134	Sì	0,02
PATHOPAK 95kPa 900 ml	PP005	100	IATA (Trasporto aereo)	80 x 155	82 x 157	No	0,15